

i Neck

3 Pro

breo



breo








CONTENTS





Precautions	03
Product configuration	08
Product features	09
Product functions	10
Battery removal steps	23
Troubleshooting	24
Protection	25
Product information	30



EN

Precautions

Please read this instruction manual carefully before using. The company assumes no responsibility for any consequences caused by misuse or failure of following these instructions.

	Do not use this product while driving.
	Please remove any accessories you might be wearing or other objects that might affect the massaging process before use.
	Do not use the product in the bathroom or other humid conditions.
	Keep the product away from water, fire, and corrosive environment.
	Please comply with relevant safety regulations while using the product under specific circumstances.
	Do not use the product on surgical areas.
	Do not use the product on areas of bruises, damaged skin, swelling, or inflammation.

	Do not use the product if you have cardiovascular (or once had), acute, or dermatologic diseases, malignant tumors, or other abnormal symptoms. Do not use the product in case of hematologic disorders with hemorrhagic symptoms, osteoporosis, soft tissue diseases, or strokes. In case of restricted physical capabilities, physical or mental problems, or mental disabilities, do not use the device without medical consultation first. Stop the massage if you find it unpleasant.
	Do not use the device during menstruation or pregnancy.
	This device is not intended for use by children under the age of 8. Children aged between 8 and 12 must be supervised while using the device.
	Clean with alcohol wipes. Avoid contact with water.

	<p>Avoid contact with sharp objects.</p>
	<p>The device is for private use only and cannot be used as medical equipment. It is not intended for medical diagnosis, treatment, or commercial purposes.</p> <p>Please use only the supplied charging device to charge this product and ensure electrical safety.</p> <p>If any fault or malfunction should occur during use, cut off the power immediately. Never attempt to disassemble or repair the device yourself.</p> <p>Some specific models come with pyretic moxibustion function. The surface of the device heats up during use. Persons insensitive to heat should be especially cautious.</p>

The instructions for class III appliances shall state that it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance. This instruction is not necessary for battery-operated appliances if the battery is a primary battery or secondary battery charged outside of the appliance.

EN

NOTES

Necessary knowledge

※ Frequency

1 time per day, no more than 10 minutes.

Overuse might cause discomfort or neck and skin injuries.

When you use the massager for the first time, be mindful of how you feel and observe your shoulders, neck, and skin; do not massage for too long.

※ Size

This product fits persons with neck circumference between 30 and 40 cm.

※ How to use

During use, please close your eyes, lean back, and relax.

Please take off your necklaces, neckhung headphones, ID badges, etc.


Stop the massage and seek medical help immediately if you find it is painful or unpleasant.

※ **After Use**


The skin around your neck may become a little red after massaging. This phenomenon is normal and will quickly disappear.


※ **Others**

The massage head might buzz when it rotates and changes position. This is not a sign of defect or malfunction.



PRODUCT CONFIGURATION





EN

Operation

Bluetooth indicator

Connecting or waiting for connection: flash once
 Connected: flash twice

Charge indicator

Low battery: flashing red
 Charging: flashing red
 Fully charged: solid green

Mode button

When the device is turned on, press to switch massaging mode.
 Mode 1
 moving and rotating with heat function on.
 Mode 2
 moving and rotating from front to back with heat function off.
 Mode 3
 moving and rotating from back to front with heat function off.

Micro USB port

Unplug the silicone rubber and connect the cable to the Micro USB port to charge the device. Once fully charged, remove the cable and plug in the rubber.

On/off button

When the device is turned off, press to start up.

When the device is turned on, press to cycle through 3 different levels of intensity (low as default, medium, high).

EN

App connection

※How to download

Scan the QR code to directly download the app
Go to App Market; search "breo" and download

※Operate and use simply according to the guidance given by the app

EN

Charging

- 1 Unplug the silicone rubber.
- 2 Connect the Micro USB to the port on the massager.
- 3 Put the adapter in the socket.

After a "beep", the charge indicator flashes on the control panel.

The indicator lights up continuously when the device is fully charged.

※ The massager and the adapter may become warm during normal charging process.


Time for charging

- 1 Charging takes up to 6 hours.
- 2 Once fully charged, the massager can be used for 10 times (15 minutes a time). (Use time might differ when operating in different temperatures.)
- 3 When the indicator flashes, charge immediately.

Fully Charged

1 Unplug the adapter and remove the Micro USB from the massager.

2 Plug in the silicone rubber.



17

EN

How to Wear

1 Unlock the magnetic buckle on the bands.

This product fits persons with neck circumference up to 40 cm.


2 Hold both ends of the device and put it on your neck from over to the back of your head.

The control panel might either be on your left or right side.

You can locate different buttons by touching them.

The power button and mode button are both concave. The power button has raised dots on it.

18

**EN****Proper Use**

This device can only be used without cord. Please unplug the adapter after the massager is fully charged.

1 Press the on/off button to switch on.

After a "beep", the control panel will light up and the device will enter Mode 1 as default setting.

2 Adjust the strength of your massage according to your own needs.

Press the on/off button to cycle through low, medium, and high-speed modes.

Press the mode button to choose one of the 3 massaging modes

Mode 1

moving and rotating with heat function on.

Mode 2

moving and rotating from front to back with heat function off.

Mode 3

moving and rotating from back to front with heat function off.

※ **Press and hold the mode button to adjust how the massage head moves.**

※ **You can switch on/off the heat function independently using phone app under all 3 modes.**

3 Wear the massager on your neck. When using this product, please keep your shoulders and neck relaxed, lean back, and relax your whole body. You can pull down the band on both sides to control the pressure.

4 After 10 minutes of use, you will hear a long "beep".
The control panel will light off as the power switch off automatically.

5 Switch off manually

Press and hold the on/off button for more than 2 seconds until you hear a long "beep" to switch off the massager.

6 After use

Unlock the magnetic buckle on the bands. Hold both ends of

the device to take it off.

※ **If you have sensitive skin or this is your first use, observe your neck and skin carefully during use.**

EN

Operation steps for battery removal

- 1 Cut off the external power supply, and remove the product housing;
- 2 Disconnect the power supply to the battery;
- 3 Remove the battery;
- 4 Place the waste battery at a fixed recycling station;
- 5 Please observe local environmental protection laws and waste disposal guidance and protect the environment.

Notes

- Remove the battery out of the appliance before scrapping the appliance;
- The appliance must be disconnected from power supply before removing the battery;
- The battery should be disposed of safely.



Except professionals, no one shall attempt to remove the battery!

EN

Troubleshooting

Please perform the following checks in case of any failure occurring during operation. If the failure cannot be eliminated or the product still cannot work ideally, please cut off power supply and ask a professional technician to repair it. Never attempt to disassemble the product.

Symptom	Possible cause	Basic solution
Power-on failure	Check whether the battery level is too low	If yes, please charge the battery timely
Low massage intensity	Check whether the battery level is low	If yes, please charge the battery timely

If the problem still cannot be solved after troubleshooting, please call our After-sales Service at 400-830-9700

Storage

When the storage period exceeds 3 months, unpack the product, and check and recharge it before use. Do not place the product tightly close to floor, wall and ceiling. The indoor environment should be well-ventilated; keep away from strong sunlight and corrosive gas.

Transport

The product package is provided with simple shockproof measures, therefore is suitable for transport by air, rail, road and sea. Keep away from rain and snow, and avoid inversion and collision.

Check of power supply

Check the power supply; do not power on the product if the supply voltage is beyond the specified range.

Maintenance

Take measures to resist moisture, rats and pollution. Cleaning should be carried out when the product is powered off. After use, put the device in a safe place; do not place any

heavy objects on the device. In case of any failure, please ask a professional technician to repair it. Do not attempt to disassemble the product.

Disposal and Recycle

The product should not be abandoned along with domestic wastes. Dispose of the product according to local environmental laws and guidelines.

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

"This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The statements should be displayed in the user manual: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter."

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

EN

Product name	Neck Massager
Product model	iNeck 3Pro
Rated voltage	5V  1A
Rated power	5W
Battery capacity	2300mAh/1150mAh
Product weight	1000g
Product size	L255×W265×H90(mm)

Shenzhen Breo Technology Co., LTD

19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
support@breocare.com



目录






注意事项	32
产品配置	36
产品特点	37
产品功能	38
电池拆解步骤	49
故障检修	50
环保卡信息	51
保护	52
产品信息	53



CN

注意事项

为确保您正确安全使用本产品,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。对于不正确使用或不遵守本产品相关说明使用所造成的后果,本公司概不负责。

	请勿驾驶时使用本产品。
	使用时,请去除该部位的饰品或可能影响按摩的物品。
	请勿在浴室等潮湿环境中使用。
	请将本产品远离水源、火源及具有腐蚀性的环境。
	在特定环境下使用时,请遵守安全法规。
	按摩部位实施过手术者请勿使用。

	按摩部位有皮肤损伤、红肿炎症、淤血等不适症状者请勿使用。
	有心脏病或病史者、急性病患者、皮肤病患者、恶性肿瘤患者、身体异常者请勿使用。 有出血倾向等血液病者、骨质疏松、软组织疾病者、中风者请勿使用。 有行动迟缓、身心功能不适或智能障碍者请勿使用，若需使用请遵照医嘱。 使用过程中如有不适请停止使用。
	孕妇、月经期妇女请勿使用按摩器。
	8岁以下儿童禁止使用，8-12岁儿童必须在父母或有监督能力人的指导和看护下使用。
	如需清洁外观，应用酒精棉花清洁，避免用水清洁。

	请勿使用尖锐物品划、刺本产品。
	本产品为家用电子保健产品，不作为医疗器械，不适用于诊断、治疗和其他商业用途。 请使用本公司配置的充电设备对产品进行充电，并注意用电安全。 使用时出现异常现象，请立即切断电源，请勿自行拆装修理。 部分机型带有热灸功能，器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

必备知识

※ 关于使用频率

一天使用一次，一次在 10 分钟以内。

如果使用过度，有可能导致身体不适、颈部、皮肤受伤。

因此初次使用时，需要观察身体状况以及肩颈和皮肤的变化，尽量缩短使用时间。

※ 关于适合的尺寸

本产品适用的颈围约为 30 厘米到 40 厘米。

※ 关于使用方法

使用本产品时，请闭上双眼，靠在椅背上，将身体完全放松。

请将项链等首饰、颈挂耳机、颈挂名牌等取下。


如果感到肩颈周围出现疼痛或不适时，请停止使用，立即就医。

※ 关于使用后的状态

颈部及周围有可能短时间变红，但是过一段时间之后就会恢复原状。


※ 其它

在使用中会发出“嗡”的声音，这是按摩头转动及变换位置时发出的声音，并非产品出现的异常。






37



38



产品操作

蓝牙灯

开机后未蓝牙连接手机 APP 时，指示灯间隔闪烁单次；
蓝牙连接手机 APP 成功后，指示灯间隔闪烁两次。

充电灯

当电池电压过低时，指示灯闪烁红色；
充电过程中，指示灯闪烁红色；
电池充满后，指示灯绿色长亮。

模式键

开机状态下，短按改变按摩模式。模式一：平移按摩和旋转按摩均开启，热敷默认开启。模式二：平移按摩开启，自前到后旋转按摩开启，自后到前旋转按摩关闭，热敷默认关闭。模式三：平移按摩开启，自前到后旋转按摩关闭，自后到前旋转按摩开启，热敷默认关闭。

充电口

打开硅胶塞，露出 Micro-USB 充电口即可插入充电线充电。充电完毕后拔出充电线，盖好硅胶塞。

开关键

关机状态下，短按为开机；

开机状态下，短按改变按摩头旋转速度。开机默认为低速，短按可在低速、中速、高速间循环切换。

APP 连接

※ 下载方式

扫描二维码，直接下载 APP
前往应用市场搜索“breo”下载。



扫描下载 APP

※ 根据 APP 指引操作使用即可。

CN

充电方法

- 1 打开插孔外硅胶塞。
- 2 将 USB 连线上的 Micro USB 插头插入主机的 Micro USB 插口。
- 3 将电源适配器插入插座。

主机发出“嘀”的提示音，随后控制面板上的充电灯闪烁。

充电完成以后，充电灯长亮。


※ 充电当中主机和电源适配器稍稍发热属于正常现象。

充电时间

- 1 充满电需要大约 6 个小时。
- 2 在充满电时，每次使用 15 分钟的情况下，可以使用 10 次。（由于周围的使用温度不同，会有微弱差异）
- 3 在充电灯闪烁时，请立即充电。

充电结束后

- 1 拔下电源适配器，将 Micro USB 插头从主机拔下。
- 2 将插孔外硅胶塞盖好。



CN

佩戴方法

1 将手拉带的磁吸扣分开


本产品适用的最大颈围约为 40 厘米。

2 双手握在主机两端，从头顶绕到脑后，将本产品佩戴在颈部

佩戴后操作面板可能在左边或右边，
可以通过触摸分辨出按键位置及种类。

开机键和模式键均为凹陷设计，开机键旁有点状凸起。

佩戴
方式



CN

正确的使用方法

本产品不能在充电的同时使用。请在充电结束之后，将电源适配器拔下后使用。

1 短按开关键，就可以打开电源。

主机发出“嘀”的声音，随后控制面板上点亮，默认进入模式一

2 根据自己的需求，按开关键和模式键调整自己最喜欢的按摩方式

短按开关键可以在低速、中速、高速之间循环切换

短按模式键可以从如下的三种模式中进行选择

模式 1

平移按摩和旋转按摩均开启，热敷默认开启

模式 2

平移按摩开启，自前到后旋转按摩开启，自后到前旋转按摩关闭，热敷默认关闭

模式 3

平移按摩开启，自前到后旋转按摩关闭，自后到前旋转按摩开启，热敷默认关闭

※ 长按模式键可以自由调节按摩头的平移位置

※ 各模式下热敷开启 / 关闭可以在 APP 内独立控制

3 将本产品佩戴在颈部,使用本产品时,请放松肩颈,靠在椅背上,将身体完全放松。或者向下拉住两侧手拉带,控制按摩头对颈部的压力。

4 使用 10 分钟以后会发出较长的“嘀”声,随后控制面板灭灯,电源自动切断。

5 手动切断电源的方法

请将开关键长按两秒以上,发出较长的“嘀”声以后,电源自动切断。

6 使用之后

分开手拉带的磁吸扣,双手握住主机两端,取下主机。

※ 初次使用,或皮肤敏感的人士,请在使用时观察颈部和皮肤的变化。

CN

拆卸电池操作步骤

- 1 切断外接电源，拆掉产品外壳；
- 2 拔掉电池上的电源；
- 3 拆卸电池；
- 4 废弃电池请放置到固定的回收点；
- 5 请遵守当地环境保护法律与废弃指南，爱护环境。

注意

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须要断电；
- 电池应安全地处置。



非专业人员请勿自行拆卸!

CN

故障检修

使用操作时如出现故障，请进行以下检查，如果无法排除故障或本产品仍无法理想操作，请切断电源，应由专业技术人员维修，请勿自行拆装本产品！

基本故障	可能引发的原因	基本解决方法
无法开机	电池电量是否不足	如果是，请及时充电
按摩力度弱	电池电量是否微弱	如果是，请及时充电

如排查后仍无法解决，请致电售后电话：400-830-9700

CN

环保卡信息

本产品有害物质名称及含量标识如下表

部件名称	有害物质					
	铅 pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件※	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
导线	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
布罩	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
 ※：电路板组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

环保使用期限说明

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品。含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为 10 年。



CN

保护

贮存

贮存期超过 3 个月时，应开箱检查对机器重新充电再使用。放置时不可紧靠地面、墙壁和房顶。室内应通风良好，避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀。

运输

产品包装设有简易防震设施，适合航空、铁路、公路及轮船运输，应避免雨、雪淋溅，倒置和碰撞。

电源检查

检查供电电源，若电源电压超出规定的范围时不得开机使用。

保养

采取防潮、防鼠、防污染措施。清洁时应在关机的状态下进行。使用后应将仪器放宜于安全场所，切勿在仪器上搁置重物。当出现故障时应请专业技术人员维修，非专业人员不可自行拆装产品。

弃置与回收

本产品不应随居家废弃物一起丢弃。当您决定弃置本产品时，请遵照当地环境法律与指南丢弃。

CN

产品名称	倍轻松颈部按摩器
产品型号	iNeck 3 Pro
额定电压	5V ---
额定功率	5W
电池容量	2300mAh/1150mAh
产品重量	1000g
产品尺寸	L255×W265×H90(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

深圳市倍轻松科技股份有限公司

深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

T: 400-830-9700 www.breocare.com

CE RoHS FC








目錄


注意事項	55
產品配置	60
產品特點	61
產品功能	62
電池拆解步驟	73
故障檢修	74
保護	75
產品信息	76

注意事項

為確保您正確安全使用本產品，使用前請務必詳細閱讀《使用說明書》。對於不正確使用或不遵守本產品相關說明使用所造成的後果，本公司概不負責。

	請勿駕駛時使用本產品。
	使用時，請去除該部位的飾品或可能影響按摩的物品。
	請勿在浴室等潮溼環境中使用。
	請將本產品遠離水源、火源及具有腐蝕性的環境。
	在特定環境下使用時，請遵守安全法規。
	按摩部位實施過手術者請勿使用。 按摩部位有皮膚損傷、紅腫炎症、淤血等不適症狀者請勿使用。

	<p>有心臟病或病史者、急性病患者、皮膚病患者、惡性腫瘤患者、身體異常者請勿使用。</p> <p>有出血傾向等血液病者、骨質疏鬆、軟組織疾病者、中風者請勿使用。</p> <p>有行動遲緩、身心功能不適或智能障礙者請勿使用，若需使用請遵照醫囑。</p> <p>使用過程中如有不適請停止使用。</p>
	孕婦、月經期婦女請勿使用按摩器。
	8 歲以下兒童禁止使用，8-12 歲兒童必須在父母或有監督能力人的指導和看護下使用。
	如需清潔外觀，應用酒精棉花清潔，避免用水清潔。
	請勿使用尖銳物品劃、刺本產品。



必備知識

※ 關於使用頻率

一天使用一次，一次在 10 分鐘以內。

如果使用過度，有可能導致身體不適、頸部、皮膚受傷。

因此初次使用時，需要觀察身體狀況以及肩頸和皮膚的變化，儘量縮短使用時間。

※ 關於適合的尺寸

本產品適用的頸圍約為 30 釐米到 40 釐米。

※ 關於使用方法

使用本產品時，請閉上雙眼，靠在椅背上，將身體完全放鬆。

請將項鍊等首飾、頸掛耳機、頸掛名牌等取下。

如果感到肩頸周圍出現疼痛或不適時，請停止使用，立即就醫。

※ 關於使用後的狀態


頸部及周圍有可能短時間變紅，但是過一段時間之後就會恢復


原狀。


※ 其它

在使用中會發出“噏”的聲音，這是按摩頭轉動及變換位置時發出的聲音，並非產品出現的異常。

產品配置







產品操作

藍牙燈

開機後未藍牙連接手機 APP 時，指示燈間隔閃爍單次；
藍牙連接手機 APP 成功後，指示燈間隔閃爍兩次。

充電燈

當電池電壓過低時，指示燈閃爍紅色；
充電過程中，指示燈閃爍紅色；
電池充滿後，指示燈綠色長亮。

模式鍵

開機狀態下，短按改變按摩模式。模式一：平移按摩和旋轉按摩均開啓，熱敷默認開啓。模式二：平移按摩開啓，自前到後旋轉按摩開啓，自後到前旋轉按摩關閉，熱敷默認關閉。模式三：平移按摩開啓，自前到後旋轉按摩關閉，自後到前旋轉按摩開啓，熱敷默認關閉。

充電口

打開硅膠塞，露出 Micro-USB 充電口即可插入充電線充電。充電完畢後拔出充電線，蓋好硅膠塞。

開關鍵

關機狀態下，短按為開機；

開機狀態下，短按改變按摩頭旋轉速度。開機默認為低速，短按可在低速、中速、高速間循環切換。

ZH TW

APP 連接

※ 下載方式

掃描二維碼，直接下載 APP

前往應用市場搜索“breo”下載

※ 根據 APP 指引操作使用即可。



掃描下載 APP

充電方法

- 1 打開插孔外矽膠塞。
- 2 將 USB 連線上的 Micro USB 插頭插入主機的 Micro USB 插口。
- 3 將電源適配器插入插座。

主機發出“嗒”的提示音，隨後控制面板上的充電燈閃爍。

充電完成以後，充電燈長亮。


※ 充電當中主機和電源適配器稍稍發熱屬於正常現象。

充電時間

- 1 充滿電需要大約 6 個小時。
- 2 在充滿電時，每次使用 15 分鐘的情況下，可以使用 10 次。
(由於周圍的使用溫度不同，會有微弱差異)
- 3 在充電燈閃爍時，請立即充電。

充電結束後

- 1 拔下電源適配器，將 Micro USB 插頭從主機拔下。
- 2 將插孔外矽膠塞蓋好。



ZH
TW

佩戴方法


1 將手拉帶的磁吸扣分開

本產品適用的最大頸圍約為 40 釐米。

2 雙手握在主機兩端，從頭頂繞到腦後，將本產品佩戴在頸部

佩戴後操作面板可能在左邊或右邊，
可以通過觸摸分辨出按鍵位置及種類。

開機鍵和模式鍵均為凹陷設計，開機鍵旁有點狀凸起。



佩戴
方式

正確的使用方法

本產品不能在充電的同時使用。請在充電結束之後，將電源適配器拔下後使用。

1 短按開關鍵，就可以打開電源。

主機發出“嘀”的聲音，隨後控制面板上點亮，默認進入模式一

2 根據自己的需求，按開關鍵和模式鍵調整自己最喜歡的按摩方式

短按開關鍵可以在低速、中速、高速之間循環切換

短按模式鍵可以從如下的三種模式中進行選擇

模式 1

平移按摩和旋轉按摩均開啓，熱敷默認開啓；

模式 2

平移按摩開啓，自前到後旋轉按摩開啓，自後到前旋轉按摩關閉，熱敷默認關閉；

模式 3

平移按摩開啓，自前到後旋轉按摩關閉，自後到前旋轉按摩開啓，熱敷默認關閉。

※ 長按模式鍵可以自由調節按摩頭的平移位置

※ 各模式下熱敷開啓 / 關閉可以在 APP 內獨立控制

3 將本產品佩戴在頸部，使用本產品時，請放鬆肩頸，靠在椅背上，將身體完全放鬆。或者向下拉住兩側手拉帶，控制按摩頭對頸部的壓力。

4 使用 10 分鐘以後會發出較長的“嘀”聲，隨後控制面板滅燈，電源自動切斷。

5 手動切斷電源的方法

請將開關鍵長按兩秒以上，發出較長的“嘀”聲以後，電源自動切斷。

6 使用之後

分開手拉帶的磁吸扣，雙手握住主機兩端，取下主機。

※ 初次使用，或皮膚敏感的人士，請在使用時觀察頸部和皮膚的變化。

ZH
TW

拆卸電池操作步驟

- 1 切斷外接電源，拆掉產品外殼；
- 2 拔掉電池上的電源；
- 3 拆卸電池；
- 4 廢棄電池請放置到固定的回收點；
- 5 請遵守當地環境保護法律與廢棄指南，愛護環境。

注意：

- 在廢棄器具前，必須將電池從器具中取出；
- 在取出電池時，器具必須要斷電；
- 電池應安全地處置。



非專業人員請勿自行拆卸！

ZH
TW

故障检修

使用操作時如出現故障，請進行一下檢查。如果無法排除故障或本產品仍無法理想操作，請切斷電源，應由專業技術人員維修，請勿自行拆裝本產品！

基本故障	可能引發的原因	基本排除方法
無法開機	電池電量是否不足	如果是，請及時充電
按摩力度弱	電池電量是否微弱	如果是，請及時充電

如排查後仍無法解決，請致電售後電話：400-830-9700。

ZH
TW
保
護

貯存

貯存期超過 3 個月時，應開箱檢查對機器重新充電再使用。放置時不可緊靠地面、牆壁和房頂。
室內應通風良好，避免強烈日光照射和腐蝕氣體侵蝕。

運輸

產品包裝設有簡易防震設施，適合航空、鐵路、公路及輪船運輸，應避免雨、雪淋濺，倒置和碰撞。

電源檢查

檢查供電電源，若電源電壓超出規定的範圍時不得開機使用。

保養

採取防潮、防鼠、防汙染措施。清潔時應在關機的狀態下進行。使用後應將儀器放置於安全場所，切勿在儀器上擱置重物。當出現故障時應請專業技術人員維修，非專業人員不可自行拆裝產品。

棄置與回收

本產品不應隨居家廢棄物壹起丟棄。當您決定棄置本產品時，請遵照當地環境法律與指南丟棄。

ZH
TW

產品名稱	倍輕鬆頸部按摩器
產品型號	iNeck 3 Pro
額定電壓	5V ---
額定功率	5W
電池容量	2300mAh/1150mAh
產品重量	1000g
產品尺寸	L255×W265×H90(mm)
執行標準	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

深圳市倍輕松科技股份有限公司

深圳市南山區創業路 1777 號海信南方大廈 19 樓

T: 400-830-9700 www.breocare.com

CE RoHS FC








目次




注意事項	78
製品配置	84
製品特徴	85
製品機能	86
電池分解ステップ	99
故障点検	100
保護	101
製品情報	103






JA


注意事項

ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されるので、ご注意ください。このような状況で、当社は責任を負いかねます。

	運転中のご使用をお避けください。
	ご使用前に、アクセサリやマッサージに妨げる物を取り除いてください。
	浴室などの湿気の雰囲気を使用しないでください;
	製品を水、火気または腐食性のものに近づけないでください。
	特定の場合で使用される時、適用される法律や安全規制を確認し、それらに従ってください。

	オペレーションを受けたことある部位に対し、ご使用にならないでください。
	傷やはれもの、かぶれ、うっ血などの異常のある部位にご使用にならないでください。
	<p>心臓病または関連の病歴、急性疾患、皮膚病、悪性腫瘍と他の体の異常がある方はご使用にならないでください。</p> <p>出血傾向がある血液の病気、骨粗鬆症、軟部組織疾患と卒中患者の方はご使用にならないでください。</p> <p>体の不自由な方、心肺機能が不健全な方、知能障害のある方はご使用をお避けください。あるいはご使用前に医師や薬剤師に相談してください。</p> <p>ご使用中、あらゆる異常があるときに直ちに中止してください。</p>

	妊娠中または生理期間中の方はお使いにならないでください。
	8歳以下の小児は使用厳禁です。8歳から12歳の児童は後見人または後見できる方の指導と保護の下でお使いください。
	消毒アルコールにつけた綿球で製品をきれいにしてください。水の使用をお避けください。
	鋭いもので製品を擦ったり、刺したりしないでください。
	<p>当製品は医療機械ではありません。家庭用電子保健製品として、診断・治療または他の商業上用途に適用できません。</p> <p>専用の充電設備で充電してください。安全にご注意ください。</p>

	<p>ご使用中、機械に異常が出た場合、直ちに電源を切り、使用を中止してください。機械を分解・修理しないでください。</p> <p>一部の製品に熱灸機能を搭載し、機械の表面が発熱しますので、熱に鈍感な方は使用される時にご注意ください。</p>
---	--

JA

注意事項

関連情報

※使用頻度に関して

1日に一回、毎回10分間以内が目安です。

過度にお使いになると、体の不具合、頸部・皮膚の障害が発生する可能性があります。

そのため、初めてお使いになるとき、体の調子、頸部と皮膚の状況にご注意し、使用期間をできるだけ短くしてください。

※サイズに関して

当製品の適用した頸部の寸法は30センチから40センチまでくらいです。

※使用方法に関して

当製品をお使いになるとき、目を閉じて、椅子の背に寄りかかり、体を完全にリラックスしてください。

ネックレス、イヤホン、首に掛かった名札などを予めお外してください。


肩や頸部の周囲に痛みや異常がある場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。


※使用後に関して


頸部またその周囲に短時間で発赤する可能性があります。しばらく回復できます。

※その他

ご使用中、マッサージヘッドが廻り、あるいは位置を変更すると、「ぶん」という音がします。故障ではありません。ご心配にならないでください。







操作方法

Bluetooth信号

電源を入れたまばかりに、携帯とBluetoothで接続していない場合、信号は一回点滅します。

携帯アプリと接続したら、信号は二回点滅します。

充電信号

充電が必要な場合、赤色の信号は点滅します。

充電中に、赤色の信号は点滅します。

充電が完成したら、信号は青になります。

モード設定ボタン

電源を入れた状態で、ボタンを軽く押すとマッサージモードを変えることができます。モード1: 平行移動式マッサージと回転式マッサージが起動し、自動的に加熱します。モード2: 平行移動式マッサージと前から後ろまでの回転式マッサージが起動し、後ろから前までの回転式マッサージが閉じます。自動的に加熱しません。モー

ド 3: 平行移動式マッサージと後ろから前までの回転式マッサージが起動し、前から後ろまでの回転式マッサージが閉じます。自動的に加熱しません。

充電口

シリカゲル栓を開け、中の USB 充電口にプラグを差し込んだら、充電が始まります。充電が終わったら、コードを抜いて、栓を開けてください。

電源ボタン

オフ状態で、ボタンを軽く押すと機械が起動します。

オン状態で、ボタンを軽く押すとマッサージヘッドの回転スピードを変えます。機械が起動したばかりに低速モードで運行しますが、ボタンを押すことで、中速、高速モードも設定できます。

JA

アプリで接続

※アプリをダウンロードする方法

QR コードをスキャンして、直接にダウンロードします。

アプリストアで「breo」をサーチしてダウンロードします。

※アプリの提示に従って操作してください。



JA

充電方法

- 1 シリカゲル栓を外します。
- 2 充電コードの USB プラグを USB 充電口に差し込みます。
- 3 充電アダプターのプラグをコンセントにつけます。

機械から「ピー」という音がしたら、充電信号が点滅し始めます。

充電が完成したら、青の信号は光り続けます。


※ 充電中に機械本体やアダプターが少々発熱することが異常ではありません。

充電期間

- 1 フル状態までの充電時間はおよそ 6 時間です。
- 2 電池はフル状態の下で、毎回の使用期間は 15 分間の場合、10 回くらい使用できます。
(周囲温度の差により誤差があります。)
- 3 充電信号が点滅し始めましたら、早めに充電してください。

充電後

- 1 アダプターをコンセントから抜き、電源コードを本体から外します。
- 2 栓を開めます。



93

JA

付け方

1 吊りロープにつけたマグネットを分けます。


当製品が適用した頸部寸法の最大値は40センチです。

2 両手でマッサージャーを持ち、頭部を超えて頸部の後ろに掛けます。

付いたら、コントロールパネルは左か右にあります。

電源ボタンもモード設定ボタンもくぼんでいますが、電源ボタンの隣に点状の膨らみがあり、手で触ることで分かります。

94



JA

正しい使用方法

当製品を充電しながら使用してはいけません。充電が終わり、電源アダプターを抜いてからお使いください。

1 オフ状態で、電源ボタンを軽く押すとマッサージャーが起動します。

本体が「ピー」という音をして、コントロールパネルが表示し、モード1が始まります。

2 自らのニーズに応じて、電源ボタンとモード設定ボタンでお好みのモードを選ぶことができます。

電源ボタンを軽く押すことで、低速、中速、高速を設定できます。

モード設定ボタンを軽く押すことで、以下の三つのモードから選べます。

モード1

平行移動式マッサージと回転式マッサージが起動し、自動的に加熱します。

モード2

平行移動式マッサージと前から後ろまでの回転式マッサージ

が起動し、後ろから前までの回転式マッサージが閉じます。
自動的に加熱しません。

モード3

平行移動式マッサージと後ろから前までの回転式マッサージ
が起動し、前から後ろまでの回転式マッサージが閉じます。
自動的に加熱しません。

※ モード設定ボタンを長押しすると、マッサージヘッドが平行
移動する位置を変えます。

※ 各モードで、加熱の有無を携帯アプリで自由に調整できます。

3 本製品をお使いになるとき、マッサージャーを頸部につけ、
目を閉じて、椅子の背に寄りかかり、体を完全にリラックスして
ください。両側の吊りロープを下に引っ張り、マッサージーヘッ
ドが頭部に当たる圧力を調整できます。

4 10分間に続けて使用されると、「ピー」という長い音がして、
コントロールパネルの信号が消え、電源が自動的に切れます。

5 電源を切る方法

電源ボタンを2秒間以上長押しすると、「ピー」という長い音

がして、電源が切れます。

6 使用後

吊りロープのマグネットを分け、両手でマッサージャーを持っ
て取ります。

※ 初めてお使いになる方あるいは皮膚が敏感な方は、使用中に
頸部と皮膚の状況にご注意ください。

JA バッテリー分解手順

- 1 外部電源を切り、製品ケースを取り外します；
- 2 バッテリーの電源を外します；
- 3 バッテリーを分解します；
- 4 廃棄のバッテリーは、固定された収集場所に廃棄してください；
- 5 地域の環境保護法および廃棄ガイドラインを遵守し、環境に配慮してください。

注意事項:

- バッテリーは、廃棄する前に装置から取り外さなければなりません；
- バッテリーを取り外すときは、装置の電源を切ってください；
- バッテリーは安全に廃棄してください。



専門外の人は自分で分解しないでください。

JA 故障点検

操作中に故障が発生した場合、点検してください。故障が排除できない、または本製品がまだ理想的に操作できない場合、電源を切ってください。専門の技術者が修理してもらい、本製品を自分で着脱しないでください！

基本的な故障	発生可能な原因	基本的な排除方法
起動できない	電池の量が足りないかどうか	それなら、すぐに充電してください
ツサージの力が弱い	電池の量が弱いかどうか	それなら、すぐに充電してください

点検の後で未だに解決できない場合は、ホットライン 400-830-9700

JA

保護

保管

保管期間が3ヶ月を超えた場合、開梱、検査して機器を再充電してから使用しなければならない。放置する場合、地面や壁、屋根に寄りかかってははいけません。室内は風通しが良く、強い日光の照射と腐食ガスの浸食を避けます。

運輸

製品の包装には簡易な防振施設が設置し、航空、鉄道、道路及び船の輸送に適し、雨、雪水掛け、倒置と衝突を避けるべきである。

電源点検 電源電圧を点検して、電源電圧が規定の範囲を超えている場合は、起動しては行けません。

保守

防潮、ネズミ防止、汚染防止措置をとります。清掃時はオフ状態で行ってください。使用後は、計器を安全な場所に置いて、計器の上に重い物を置いてはいけません。故障が発生する時、専門の技術者に修理してもらって、専門の人員ではなく勝手に製

品を着脱してはいけません。

廃棄と回収

本製品は家庭廃棄物とともに廃棄すべきではありません。本製品の廃棄を決定するときは、現地の環境法とマニュアルによって捨ててください。

JA

製品名	Neck Massager
製品型番	iNeck3Pro
定格電圧	5V $\overline{\text{---}}$
定格電力	5W
バッテリー 容量	2300mAh/1150mAh
製品重量	1000g
製品サイズ の仕様	L255 × W265 × H90(mm)

深セン市倍輕松科技株式有限公司

深セン市南山区創業路 1777 号海信南方ビル 19 階
T:400-830-9700 www.breocare.com








ÍNDICE




Precauciones	105
Configuración de producto	111
Características de producto	112
Función del producto	113
Paso de desmontaje de batería	127
Solución de problemas	128
Protección	129
Información de producto	131







ES


Precauciones

Para asegurar que usted utilice este producto de manera correcta y segura, lea con atención las instrucciones de uso antes de utilizar el masajeador. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños y perjuicios derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

	No use este producto mientras conduce.
	Cuando lo use, quítese las joyas del área de masaje, así como otros objetos que puedan afectar el masaje.
	No utilice el aparato en un baño u otros entornos húmedos.
	Mantenga este producto alejado de agua, fuego y ambientes corrosivos.
	Observe las normas de seguridad cuando lo use en entornos especiales.

	No utilice el aparato en caso de que le han practicado una intervención quirúrgica al área de masaje.
	No utilice el aparato en caso de lesiones en la piel, enrojecimiento, inflamación, congestión u otras alteraciones patológicas en el lugar de relajación.
	Este aparato no debe ser usado por personas que padecen cardiopatías, antecedentes médicos, enfermedades agudas, enfermedades de la piel, tumor maligno o anomalía física. Este aparato no debe ser utilizado por personas con enfermedad de la sangre como tendencia a sangrado, osteoporosis, enfermedades de tejidos blandos o derrame cerebral. No debe ser utilizado por personas con lentitud en actuar, capacidades físicas o mentales reducidos o retraso mental. En este caso, consulte y sigue los consejos del médico si necesita usarlo.

	Si siente molestias durante el proceso, deje de usarlo.
	No utilice el masajeador si está o sospecha que podría estar embarazada. No lo utilicen las mujeres con flujo menstrual.
	8 Se prohíbe el uso de niños menores de 6 años. Los usuarios entre 8 y 12 años deben estar supervisados por sus padres u otros supervisores.
	Si necesita limpiar la superficie del producto, use algodón con alcohol. Para la limpieza evite utilizar agua.
	No pinchar o rayar este producto con objetos agudos.
	Este aparato está destinado exclusivamente para el uso doméstico, no para la aplicación terapéutica, diagnóstica ni comercial.

	<p>Utilice el dispositivo de carga ofrecido por nuestra empresa para cargar el producto y preste atención a la seguridad eléctrica.</p> <p>Si se produce una anomalía durante el uso, desenchúfelo inmediatamente. No lo desmonte ni lo repare usted mismo.</p> <p>Algunos modelos tienen una función de moxibustión térmica, cuya superficie se calienta. Las personas que son sensibles al calor deben tener especial cuidado al utilizar este aparato.</p>
---	---

Conocimiento esencial

※ Frecuencia y Duración

Limite el masaje a una duración de 10 minutos. Es recomendable usarlo una vez al día.

Si se usa en exceso, puede causar molestias, lesiones en el cuello y la piel.

Por lo tanto, cuando lo usa por primera vez, es necesario que observe su condición física y los cambios en el cuello, los hombros y la piel y que minimice el tiempo de masaje.

※ El tamaño adecuado

Este producto es aplicable para la circunferencia del cuello de aproximadamente 30 cm a 40 cm.

※ Cómo usar el producto

Cuando usa este producto, cierre los ojos y apóyese contra el respaldo de una silla para relajar completamente su cuerpo.

Quítese el collar y otras joyas, auriculares montados en el

cuello, marcas, etc.


Si siente dolor o molestias alrededor del cuello y los hombros, deje de usarlo y acuda al médico de inmediato.

※ El estado después del uso

El cuello y el área circundante pueden ponerse rojos por un corto tiempo, pero volverán a su estado original después de un cierto tiempo.

※ Otros


Al usarlo, se oye un zumbido, que es el sonido que se produce cuando el cabezal de masaje gira y cambia de posición. No es una anomalía en el producto.




111



112



113



114

ES

Operación del producto

LED de Bluetooth

Cuando la aplicación del teléfono móvil no está conectada a Bluetooth después del encendido, el indicador centella una vez a intervalos;

Una vez que la conexión Bluetooth a la aplicación móvil sea exitosa, el indicador centella dos veces a intervalos.

LED de carga

Cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo, el LED rojo centella;

El LED rojo centella durante la carga;

Cuando la batería está completamente cargada, el LED verde se ilumina.

Botón de modo

En el estado de encendido, presione brevemente este botón para seleccionar el modo de masaje.

Modo 1

tanto el masaje normal como el masaje giratorio están activados y se activa la función de calor de forma predeterminada.

Modo 2

el masaje normal se activa y comienza el masaje giratorio de adelante hacia atrás, se desactiva el masaje giratorio de atrás hacia adelante y la función de calor se desactiva de manera predeterminada.

Modo 3

el masaje normal se activa y el masaje giratorio de adelante hacia atrás se desactiva, comienza el masaje de atrás hacia adelante y la función de calor se desactiva de manera predeterminada.

Puerto de carga

Abra el tapón de silicona y esponga el puerto de carga Micro-USB para enchufar el cable de carga para cargar. Después de la carga, tire del cable de carga y cubra el tapón de silicona.

Botón de encendido/apagado

En el estado apagado, presione esta tecla brevemente para encender;

En el estado de encendido, presione esta tecla brevemente para cambiar la velocidad de rotación del cabezal de masaje. El valor predeterminado es baja velocidad, y una pulsación corta puede alternar entre baja velocidad, velocidad media y alta velocidad.

ES

Conexión de la aplicación

※ Método de descarga

Escanee el código QR y descargue la aplicación directamente
Ir al mercado de aplicaciones y busque "breo" para descargarla

※ Siga las instrucciones de la aplicación para usarla.



ES

Forma de cargar

1 Abra el tapón de silicona fuera del conector.

2 Conecte el conector Micro USB del cable USB al puerto Micro USB del aparato.

3 Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente.

El aparato emite un tono de "pitido", y luego el LED de carga en el panel de control centella.

Una vez completada la carga, se ilumina el LED de carga.

※ Es normal que el aparato y el adaptador de corriente se calienten ligeramente durante la carga.

Tiempo de carga

1 Tarda aproximadamente 6 horas en cargarse por completo.


2 Cuando está completamente cargado, se puede usar 10 veces cada vez que lo use durante 15 minutos. (Hay una ligera diferencia debido a las diferentes temperaturas de entorno)

3 Cuando el LED de carga centella, cárguela de inmediato.

Después de cargar

1 Desenchufe el adaptador de alimentación y desconecte el enchufe Micro USB del aparato.

2 Cubra el tapón de silicona del conector.



121

ES

Forma de ponerse el masajeador

1 Separe las hebillas magnéticas de la correa de mano

La circunferencia máxima del cuello para este producto es de aproximadamente 40 cm.


2 Mantenga ambas manos en los extremos del aparato lo ponga en el cuello desde la parte posterior de la cabeza.

El panel de operación puede estar a la izquierda o derecha después de ponérselo.

La posición y el tipo del botón se pueden distinguir con el tacto.

Tanto la tecla de encendido como la tecla de modo están empotrados, y el área alrededor de la tecla de encendido lleva puntos ligeramente convexos.

122



123

ES

Uso correcto

Este producto no se puede usar mientras se carga. Desenchufe el adaptador de corriente después de que se complete la carga. Después de eso, puede usar el aparato.

1 Presione brevemente el botón de encendido/apagado para encender la alimentación.

El aparato emite un "pitido" y luego el panel de control se ilumina. El modo predeterminado es el modo uno

2 Presione el botón de encendido/apagado y el botón de modo para ajustar su método de masaje favorito según sus necesidades.

Presione brevemente el botón de encendido/apagado para alternar entre baja velocidad, velocidad media y alta velocidad

Presione brevemente el botón de modo para seleccionar entre los siguientes tres modos

Modo 1

Tanto el masaje normal como el masaje giratorio están

124

activados y la función de calor está activado de forma predeterminada.

Modo 2

El masaje normal se activa y comienza el masaje giratorio de adelante hacia atrás, se desactiva el masaje giratorio de atrás hacia adelante y la función de calor se desactiva de manera predeterminada.

Modo 3

El masaje normal se activa y el masaje giratorio de adelante hacia atrás se desactiva, comienza el masaje de atrás hacia adelante y la función de calor se desactiva de manera predeterminada.

※ **Mantenga presionado el botón de modo para ajustar libremente la posición del cabezal.**

※ **La activación/ desactivación de la función de calor en cada modo se puede controlar de forma independiente a través de la aplicación**

3 Póngase este producto en el cuello. Cuando usa este

producto, relaje el cuello y los hombros e inclínese contra el respaldo de una silla para relajar completamente su cuerpo. O tire de las correas de ambos lados para controlar la presión del cabezal sobre el cuello.

4 Después de 10 minutos de uso, se emitirá un largo pitido, luego el panel de control se apagará y la alimentación se cortará automáticamente.

5 Cómo cortar manualmente la alimentación

Presione el botón de encendido/apagado durante más de dos segundos y, después de un largo "pitido", la alimentación se cortará automáticamente.

6 Después del uso

Separe la hebilla magnética de la correa de mano, sostenga ambos extremos del aparato con ambas manos y retírelo.

※ Para el uso por primera vez, o para persona con piel sensible, observe los cambios en el cuello y la piel durante el uso.

ES

Procedimiento para desmontar la batería

- 1 Corte la fuente de alimentación externa y retire la carcasa del producto;
- 2 Desconecte la fuente de alimentación de la batería;
- 3 Desmonte la batería;
- 4 Deseche la batería usada en un punto de recogida fijo;
- 5 Siga las leyes locales de protección medioambiental y las pautas de residuos para cuidar el medio ambiente.

Atención:

- la batería debe retirarse del aparato antes de desecharla;
- Antes de retirar la batería, el aparato debe apagarse;
- La batería debe desecharse de forma segura.



¡Los no profesionales no deben desmontarse!

ES

Solución de problemas

En la operación, si hay un problema, compruébelo. Si no puede resolver el problema o todavía no puede operar el producto idealmente, corte la energía, debe pedir al técnico profesional para resolverlo, no desarme el producto por sí mismo!

Fallos básicos	Causas posibles	Método básico de solución
Fracaso de encendido	Si la energía de la batería es insuficiente	En este caso, cárguela
Fuerza débil de masaje	Si la energía de la batería es débil	En este caso, cárguela

Si aún no puede resolverlo después de verificar, llame al número de teléfono de posventa: 400-830-9700.

Almacenamiento

Cuando se ha almacenado por 3 meses y más, debe abrir la caja para comprobar y cargarla para el uso posterior. No colóquelo estrechamente cerca del suelo, la pared ni el techo. El interior debe estar bien ventilado, evite la exposición al sol fuerte y la erosión por el gas corrosivo.

Transporte

El embalaje del producto dispone las instalaciones antisísmicas simples, y es aplicable para el transporte aéreo, ferroviario, de carretera y buques, debe evitar la lluvia, el nieve, la inversión y la colisión.

Comprobación de alimentación

Compruebe la fuente de alimentación, no encienda el equipo si el voltaje de la alimentación excede el ámbito requerido.

Mantenimiento

Se tomarán las medidas contra humedad, ratón y contaminación. Debe llevar a cabo la limpieza con el equipo apagado. Una vez terminado el uso, debe colocar el instrumento en un lugar seguro, no coloque carga sobre el instrumento. Cuando aparece un problema, debe pedir al

técnico profesional para resolverlo, el personal no profesional no desarme el producto por sí mismo.


Eliminación y reciclaje

No debe desechar el producto junto con la basura doméstica. Cuando usted decide desechar el producto, siga las leyes y las guías locales de ambiente.

Recuerde respetar las normas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de desechos apropiado. El material de embalaje es reciclable. Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y póngalo a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 6 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deberán jugar nunca con el aparato. Las tareas de limpieza y de mantenimiento no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

ES

Nombre del producto	Neck Massager
Modelo de producto	iNeck 3Pro
Tensión nominal	5V 
salida especificada	5W
Capacidad de batería	2300mAh/1150mAh
Peso de producto	1000g
Tamaño de producto	L255×W265×H90(mm)

Shenzhen Breocare Tecnología Co., Ltd.

Piso 19, Edificio de Hisense Sur, No.1777, Rua de Chuangye, Distrito de Nanshan, Shenzhen

Telefono:400-830-9700 www.breocare.com








Inhaltsverzeichnis




Hinweise	133
Produktkonfiguration	139
Eigenschaften	140
Produktfunktion	141
Schritt zur Demontage des Akkus	155
Fehlerbehebung	156
Schutz	157
Produktinformationen	160






DE


Hinweise

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Gebrauch, um die richtige und sichere Verwendung des Produktes sicherzustellen. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Folgen der unsachgemäßen Anwendung oder der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung für das Produkt.

	Bitte verwenden Sie das Produkt nicht während der Fahrt.
	Bitte entfernen Sie bei der Verwendung den Halsschmuck oder Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung wie z. B. einem Badezimmer.
	Bitte halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer und korrosiven Umgebungen fern.
	Bitte halten Sie in bestimmten Umgebungen die Sicherheitsvorschriften ein.

	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie am Hals operiert wurden.
	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Symptome wie Hautschäden, Hautreizungen, Entzündungen oder Extravasat am Hals auftreten.
	Das Produkt ist nicht geeignet für Patienten mit Herzerkrankungen, akuten Erkrankungen, Hauterkrankungen, bösartigen Tumoren oder abnormalen Symptomen. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer hämorrhagischen Blutkrankheit, Osteoporose, einer Weichteilerkrankung oder einem Schlaganfall leiden. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie körperlich oder geistig behindert sind. Wenn Sie das Gerät benutzen müssen, befolgen Sie bitte die Anweisungen des Arztes.

	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich bei der Verwendung nicht wohl fühlen.
	Schwangere und menstruierende Frauen dürfen kein Massagegerät verwenden.
	Kindern unter 8 Jahren ist die Verwendung des Gerätes untersagt. Kinder zwischen 8 und 12 Jahren müssen von einem Elternteil oder einer beaufsichtigten Person angeleitet und betreut werden.
	Wenn Sie die Oberfläche des Gerätes reinigen müssen, verwenden Sie alkoholische Baumwolle statt Wasser.
	Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät zu zerkratzen oder zu erstechen.

	<p>Das Geräte ist ein elektronisches Heimgesundheitsprodukt und kein medizinisches Gerät. Es ist nicht für diagnostische, therapeutische und andere kommerzielle Anwendungen vorgesehen.</p> <p>Bitte verwenden Sie das von unserer Firma bereitgestellte Ladegerät, um das Gerät aufzuladen. Bitte achten Sie beim Aufladen auf die Sicherheit.</p> <p>Wenn das Gerät bei der Verwendung ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus. Sie sollen das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.</p> <p>Einige Modelle verfügen über eine Heißmoxibustionsfunktion, deswegen ist die Oberfläche des Gerätes ganz heiß. Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Verwendung vorsichtig sein.</p>
---	---

Tipps

※ **Nutzungshäufigkeit**

- einmal täglich, innerhalb von 10 Minuten
- Wenn das Produkt zu häufig verwendet wird, kann es zu Beschwerden, Nacken- und Hautverletzungen kommen.
- Bei der ersten Anwendung muss man daher den Körperzustand sowie Veränderungen der Schultern, des Nackens und der Haut beobachten und die Verwendungsdauer minimieren..

※ **Abmessungen**

- Das Produkt ist geeignet für Personen, deren Halsumfang ca. 30 cm bis 40 cm beträgt.

※ **Verwendung**

- Wenn Sie das Produkt verwenden, schließen Sie bitte Ihre Augen und lehnen Sie sich gegen die Stuhllehne, um Ihren Körper vollständig zu entspannen.
- Bitte ziehen Sie Schmuckstücke wie Halskette, Kopfhörer mit

Nackenbügel, Namenskarten mit Nackenbügel usw. aus.


- Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden an Hals und Nacken verspüren, schalten Sie das Gerät aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

※ **Zustand nach Gebrauch**

Die Haut um den Hals kann in kurzer Zeit rot werden, wird aber nach einer Weile wieder ihren ursprünglichen Zustand annehmen.

※ **Sonstiges**


Bei der Verwendung gibt das Gerät einen Piepton aus. Das Geräusch wird ausgegeben, wenn der Massagekopf sich dreht und deren Position sich verändert, nicht weil das Produkt abnormal ist.




139



140



141



142

DE

Kontrollampe & Drucktaste

Bluetooth

Wenn das Produkt nach dem Einschalten nicht über Bluetooth mit der App verbunden ist, flackert die Kontrollampe einmal auf.

Wenn das Produkt über Bluetooth mit der App verbunden ist, flackert die Kontrollampe zweimal auf.

Aufladen

Wenn die Batterie leer ist, flackert die rote Ladekontrollampe auf.

Beim Aufladen flackert die rote Ladekontrollampe auf.

Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die grüne Ladekontrollampe.

Modustaste

Modus 1

Sowohl die parallele Massage als auch die rotierende Massage sind aktiviert, und der heiße Umschlag ist voreingestellt

aktiviert.

Modus 2

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist aktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist deaktiviert und der heiße Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Modus 3

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist deaktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist aktiviert und der heiße Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Ladeanschluss

Ziehen Sie den Silikonstopfen heraus und legen Sie den Micro-USB-Ladeanschluss frei, um den Micro-USB-Stecker in die Micro-USB-Steckdose zu stecken. Nach dem Aufladen ziehen Sie das Micro-USB-Kabel ab und stecken Sie den Silikonstecker in die Buchse.

Ein-Ausschalttaste

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand kurz die Taste, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste, um die Drehzahl des Massagekopfs zu ändern. Die Standardeinstellung ist niedrige Geschwindigkeit. Ein kurzes Drücken kann man niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeitsstufen auswählen.

DE APP-Verbindung

※ Herunterladen

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App direkt herunter.

Suchen Sie im App-Markt nach "breo" und laden Sie die App herunter.

※ Gemäß der Anleitung können Sie die App verwenden.



DE

Aufladenmethode

- 1 Ziehen Sie den Silikonstopfen aus der Buchse.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker vom USB-Kabel in die Micro-USB-Steckdose am Hauptgerät.
- 3 Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Das Hauptgerät gibt einen Piepton aus, und dann flackert die Ladekontrolllampe auf dem Bedienfeld auf.

Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Ladekontrolllampe.


※ Es ist ganz normal, dass das Hauptgerät und der Netzadapter beim Aufladen ein bisschen heiß werden.

Aufladenzeit

- 1 Das vollständige Aufladen dauert ca. 6 Stunden.
- 2 Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, kann es 10 Mal für jeweils 15 Minuten verwendet werden. (Es gibt kleine Unterschiede bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen.)
- 3 Wenn die Ladekontrolllampe aufflackert, laden Sie das Gerät sofort auf.

Nach dem Aufladen

- 1 Ziehen Sie den Netzadapter und den Micro-USB-Stecker vom Hauptgerät ab.
- 2 Stecken Sie den Silikonstecker in die Buchse.



149

DE

Methode zum Tragen

1 Trennen Sie die Magnetschnallen an der Halteschleife.

Das Produkt ist geeignet für Personen, deren Halsumfang weniger als 40 cm beträgt.


2 Halten Sie beide Enden des Hauptgeräts mit beiden Händen fest, dann führen Sie das Gerät von oben nach unten und legen Sie es auf den Nacken.

Das Bedienfeld kann sich auf der linken oder rechten Seite befinden.

Die Position und Art der Drucktaste können durch Berühren unterschieden werden.

Sowohl die Einschalttaste als auch die Modustaste sind nach innen gewölbt. Neben der Einschalttaste befindet sich kleine Punktwellung.

150



151

DE **Richtige Verwendung**

Das Produkt kann nicht beim Aufladen verwendet werden. Bitte ziehen Sie nach dem Aufladen das Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt verwenden.

1 Drücken Sie kurz die Ein/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.

Das Hauptgerät gibt einen Piepton aus, dann leuchtet das Bedienfeld auf und der Standardmodus (dh Modus 1) wird aktiviert.

2 Drücken Sie je nach Bedarf die Ein/Ausschalttaste und die Modustaste, um Ihren bevorzugten Massagemodus einzustellen.

Drücken Sie kurz die Ein/Ausschalttaste, um niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeitsstufen auszuwählen.

Drücken Sie kurz die Modustaste, um zwischen den folgenden drei Modi zu wählen.

Modus 1

Sowohl die parallele Massage als auch die rotierende Massage sind aktiviert, und der heiße Umschlag ist

152

voreingestellt aktiviert.

Modus 2

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist aktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist deaktiviert und der heiße Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Modus 3

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist deaktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist aktiviert und der heiße Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

※ **Halten Sie die Modustaste gedrückt, um die Parallelbewegung des Massagekopfs frei einzustellen.**

※ **Das Ein- und Ausschalten vom heißen Umschlag in jedem Modus kann in der APP unabhängig gesteuert werden.**

3 Legen Sie das Produkt an Ihren Nacken. Wenn Sie das Produkt verwenden, entspannen Sie bitte Ihre Schultern und Ihren Nacken und lehnen Sie sich gegen die Stuhllehne, um Ihren Körper vollständig zu entspannen. Oder ziehen Sie die

Halteschlaufen auf beiden Seiten herunter, um den Druck auf den Nacken vom Massagekopf zu kontrollieren.

4 Nach 10 Minuten wird ein langer Piepton ausgegeben, dann wird das Bedienfeld und auch das Gerät automatisch ausgeschaltet.

5 So schalten Sie das Gerät manuell ab:

Drücken Sie die Ein/Ausschalttaste länger als zwei Sekunden. Nach einem langen Piepton wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

6 Nach Gebrauch:

Trennen Sie die Magnetschnallen an der Halteschlaufe. Halten Sie beide Enden des Hauptgeräts mit beiden Händen fest, dann entfernen Sie das Gerät.

※ Bei der erstmaligen Verwendung oder bei empfindlicher Haut sind Veränderungen an Hals und Haut während der Verwendung zu beachten.

DE

Schritte zum Entfernen des Akkus

- 1 Unterbrechen Sie die externe Stromversorgung und entfernen Sie das Produktgehäuse;
- 2 Trennen Sie die Stromversorgung des Akkus;
- 3 Entfernen Sie den Akku;
- 4 Entsorgen Sie den verbrauchten Akku an einer festen Sammelstelle;
- 5 Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltschutzgesetze und Entsorgungsrichtlinien und achten Sie auf die Umwelt.

Hinweis

- Der Akku muss vor dem Entsorgen aus dem Gerät entfernt werden;
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Akku entfernt wird;
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

	Die nicht fachliche Personal sollten sich nicht selbst zerlegen!
---	---

DE

Fehlerbehebung

Tritt während des Betriebs ein Problem auf, überprüfen Sie es bitte. Wenn das Problem nicht behoben werden kann oder das Produkt immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, Reparatur nur von professionellen Technikern, schalten Sie das Gerät aus und zerlegen Sie das Produkt nicht selbst!

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Grundlegende Behebungsmethoden
Kann nicht starten	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen
Schwache Massageintensität	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen

Wenn Sie das Problem nach der Fehlerbehebung immer noch nicht beheben können, rufen Sie die Telefonnummer für den Kundendienst an: 400-830-9700.

Lagerung

Wurde die Maschine über 3 Monate gelagert, ist sie zur Überprüfung auszupacken, und wieder aufzuladen. Es sollte nicht zu nah an Boden, Wänden und Dach aufgestellt werden. Der Innenraum sollte gut belüftet sein, und starke Sonneneinstrahlung und Korrosion durch korrosive Gase ist zu vermeiden.

Transport

Die Verpackung dieses Produktes ist mit einfachen Einrichtungen gegen Erschütterungen ausgestattet, die für Luftfahrt, Eisenbahn, Autobahnen und Schiffe geeignet sind. Spritzwasser, Kollision von Regen und Schnee sowie auf Kopf zu stellen sind zu vermeiden.

Stromversorgung überprüfen

Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn die Versorgungsspannung die Angabe überschreitet, darf nicht eingeschaltet werden.

Wartung

Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Nagetiere und Verschmutzung ergreifen. Es sollte beim Reinigen ausgeschaltet werden. Das Gerät ist nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort aufzubewahren und keine schweren Gegenstände dürfen auf dem Gerät abgelegt werden. Bei Fehlern sind Reparaturen von sachkundigen Fachkräften durchzuführen. Personen, die nicht sachkundig sind, dürfen das Produkt nicht montieren oder demontieren.


Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt sollte nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Produkts ist gemäß den lokalen Umweltbestimmungen und –richtlinien durchzuführen. Bitte halten Sie die örtlichen Vorschriften ein: Entsorgen Sie nicht funktionierende Elektrogeräte bei einer geeigneten Entsorgungsstelle. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und stellen Sie sie der Wertstoffsammlung zur Verfügung.

Das Gerät ist für Kinder ab 6 Jahren sowie für Personen

mit eingeschränkten körperlichen oder sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, wenn sie über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen werden und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

DE

Bezeichnung des Produkts	Neck Massager
Produktmodell	iNeck 3Pro
Nennspannung	5V 
Nennleistung	5W
Akkukapazität	2300mAh/1150mAh
Produktgewicht	1000g
Produktgröße	L255×W265×H90(mm)

Shenzhen Breo Technologie GmbH

19. Stock, Hisense-Südgebäude, Chuangye-Straße Nr. 1777,
Nanshan-Bezirk, Shenzhen
T:400-830-9700 www.breocare.com









Sommaire



Précautions	162
Configuration du produit	168
Caractéristiques du produit	169
Fonction du produit	170
Étape de démontage de la batterie	184
Dépannage	185
Protection	186
Informations sur le produit	189






FR


Précautions

Pour vous assurer que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement le « Mode d'emploi » avant toute utilisation. La société n'est pas responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions d'utilisation contenues dans ce produit.

	Ne pas utiliser ce produit en conduisant.
	Lors de votre utilisation, retirez les accessoires de la zone ou les objets pouvant affecter le massage.
	Ne pas utiliser dans un environnement humide tel qu'une salle de bain.
	Gardez ce produit à l'écart des sources d'eau, des incendies et des environnements corrosifs.
	Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation dans certains environnements.
	Ne pas utiliser si le site de massage a été opéré.

	Ne pas utiliser si le site de massage a des lésions cutanées, des rougeurs, une inflammation ou une congestion du sang.
	<p>Ne pas utiliser si vous avez une crise cardiaque ou des antécédents ou si vous souffrez d'une maladie aiguë, d'une maladie de peau, d'une tumeur maligne ou d'une anomalie physique.</p> <p>Ne pas utiliser si vous souffrez de maladies du sang telles que tendance hémorragique, d'ostéoporose, de maladies des tissus mous ou d'apoplexie.</p> <p>Ne pas utiliser si vous êtes au ralenti, si vous ressentez un inconfort fonctionnel physique ou mental ou si vous présentez un retard mental. Suivez les recommandations du médecin si vous en avez besoin.</p> <p>Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, arrêtez de l'utiliser.</p>

	Les femmes enceintes, les femmes ayant leurs règles ne devraient pas utiliser un masseur.
	L'utilisation est strictement interdite aux enfants de moins de 8 ans et les enfants de 8 à 12 ans doivent être placés sous la surveillance et le soin d'un parent ou d'une personne surveillante.
	Si vous devez nettoyer l'apparence, utilisez un coton imbibé d'alcool et évitez le nettoyage à l'eau.
	N'utilisez pas d'objets tranchants pour gratter ou poignarder le produit.
	Ce produit est un produit de soins de santé électronique à domicile qui n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif médical ni à être utilisé dans des fins diagnostiques, thérapeutiques ou d'autres fins commerciales.

	<p>Veuillez utiliser le dispositif de chargement configuré par notre société pour charger le produit et faire attention à la sécurité de l'électricité.</p> <p>En cas d'une anomalie lors de l'utilisation, coupez immédiatement l'appareil d'électricité, évitez tout démontage et toute réparation par vous-même.</p> <p>Certains modèles ont une fonction de moxibustion à chaud. L'appareil a une surface chauffante et les usagers insensibles à la chaleur devront y faire attention.</p>
---	---

FR

FONCTION DU PRODUIT

Connaissances essentielles

※ À propos de la fréquence d'utilisation

Utilisez une fois par jour, chaque fois dans le cadre de 10 minutes.

S'il est utilisé de manière excessive, il peut causer des douleurs au corps, à la peau ou au cou.

Par conséquent, lors de votre première utilisation, il est nécessaire d'observer l'état physique et les sensations au niveau du cou et de la peau tout en minimisant la durée d'utilisation.

※ À propos de la taille convenable

La circonférence du cou pour ce produit est d'environ 30 cm à 40 cm.

※ À propos du mode d'emploi

Lorsque vous utilisez ce produit, fermez les yeux et appuyez-vous contre le dossier du fauteuil pour détendre complètement votre corps.

Veuillez retirer le collier et d'autres accessoires suspendus au col tels que les écouteurs et les badges etc.


Si vous ressentez une douleur ou une gêne autour du cou, arrêtez de l'utiliser et consultez immédiatement un médecin.

※ **À propos de l'état après l'utilisation**

Le cou et les zones environnantes peuvent virer au rouge pendant une courte période, mais retrouvent leur état d'origine au bout d'un moment.


※ **Autre**

En cours d'utilisation, un bip sonore est émis. Il s'agit du tournement de la tête de massage et du changement de position. Il ne s'agit pas d'une anomalie du produit.






169



170



Fonctionnement du produit

Lumière Bluetooth

A l'état allumé, lorsque l'application de téléphonie mobile n'est pas connectée au masseur par Bluetooth, l'indicateur ne clignote qu'une fois par intervalle ;

Une fois la connexion établie, l'indicateur clignote deux fois par intervalle.

Lumière de charge

Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote en rouge ;

Pendant la charge, l'indicateur clignote en rouge ;

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur est en vert fixe.

Touche de mode

À l'état allumé, appuyez brièvement sur pour changer le mode de massage.

Mode 1

le massage horizontal et le massage rotatif sont activés et l'application à chaude est activée par défaut.

Mode 2

le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le massage rotatif activé, au sens contraire, le massage rotatif désactivé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

Mode 3

le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le massage rotatif désactivé, au sens contraire, le massage rotatif activé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

Port de charge

Ouvrez le bouchon en silicone et trouvez le port de chargement Micro-USB, branchez-le par le câble de charge pour le chargement. Après la charge, débranchez le câble et recouvrez le bouchon.

Touche d'ouverture

À l'état éteint, appuyez brièvement pour démarrer ;

À l'état allumé, appuyez brièvement sur la touche pour modifier la vitesse de rotation de la tête de massage. La valeur par défaut est à basse vitesse, et une pression courte peut alterner entre vitesse basse, vitesse moyenne et vitesse élevée.

FR

Connexion APP

※ Méthode de téléchargement

Scannez le code QR et téléchargez l'application directement
Allez au marché des applications et recherchez « breo » pour le téléchargement

※ Suivez les indications de l'application pour utiliser



175

FR

Etapes de charge

- 1 Ouvrez le bouchon en silicone couvrant le port Micro USB.
- 2 Branchez le port Micro USB à l'adaptateur par le câble USB.
- 3 Branchez l'adaptateur dans la prise.

Le masseur émet un bip, puis clignote l'indicateur de charge se trouvant sur le panneau de commande.

Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge s'allume sans clignotement.

※ Il est normal que le masseur et l'adaptateur d'alimentation réchauffent légèrement pendant le chargement.


Temps de charge

- 1 Il faut environ 6 heures pour charger complètement.
- 2 Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé 10 fois à chaque fois pendant 15 minutes. (Il existe une légère différence due aux différentes températures environnementales)
- 3 Lorsque l'indicateur de charge clignote, chargez-le immédiatement.

176

Après le chargement

- 1 Débranchez l'adaptateur et le câble Micro USB du masseur.
- 2 Recouvrez le bouchon de silicone.



FR

Étapes de port

1 Séparez les boucles magnétiques du lacet


La circonférence maximale du cou de ce produit est d'environ 40 cm.

2 Tenez les deux mains aux extrémités de l'unité principale et enroulez le produit au cou par l'arrière de la tête en passant par le haut de la tête

Le panneau de commande peut être à gauche ou à droite après le port.

La position et le type du bouton peuvent être distingués au toucher.

La touche d'ouverture et celle de mode sont toutes encastrées et la touche d'ouverture est légèrement convexe à son côté.



FR

Utilisation correcte

Ce produit ne peut pas être utilisé pendant le chargement. Veuillez s'en servir après avoir retiré l'adaptateur une fois le chargement terminé.

1 Appuyez brièvement sur la touche d'ouverture pour allumer l'appareil.

Le masseur émet un bip, puis le panneau de commande s'allume, la valeur par défaut est en Mode 1.

2 Selon vos besoins, appuyez sur la touche d'ouverture et celle de mode pour ajuster votre mode de massage préféré.

Appuyez brièvement sur la touche d'ouverture pour alterner entre vitesse basse, vitesse moyenne et vitesse élevée

Appuyez brièvement sur la touche de mode pour alterner entre ces trois modes.

Mode 1

Le massage horizontal et le massage rotatif sont activés et l'application à chaude est activée par défaut.

Mode 2

Le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le

massage rotatif activé, au sens contraire, le massage rotatif désactivé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

Mode 3

Le massage horizontal est activé, de l'avant vers l'arrière, le massage rotatif désactivé, au sens contraire, le massage rotatif activé, l'application à chaude est désactivée par défaut.

※ Appuyez longuement sur la touche de mode pour ajuster librement le mouvement horizontal de la tête de massage

※ Dés/activation de l'application à chaude dans chaque mode peut être indépendamment contrôlée par votre téléphone mobile

3 Portez le masseur sur le cou, lorsque vous utilisez notre produit, veuillez vous détendre au cou et vous appuyer contre le dos d'un fauteuil en détendant complètement votre corps. Vous pouvez également tirer sur les lacets des deux côtés pour contrôler la pression exercée sur votre cou.

4 Après 10 minutes de massage, un long bip retentit, puis le panneau de commande s'éteint et l'activité sera

automatiquement coupée.

5 Comment couper le courant manuellement

Veillez appuyer sur la touche d'ouverture pendant plus de deux secondes et, après un long bip, le courant sera automatiquement coupé.

6 Après utilisation

Séparez la boucle magnétique du lacet, tenez les deux extrémités du masser et retirez-le.

※ Lors de votre première utilisation ou quand vous avez les peaux sensibles, veuillez tenir compte de vos sensations du cou et de la peau tout au cours de votre utilisation.

FR

Étapes pour retirer la batterie

- 1 Coupez l'alimentation externe et retirez le boîtier du produit ;
- 2 Débranchez l'alimentation de la batterie ;
- 3 Démontez la batterie ;
- 4 Jetez la batterie usée dans un point de collecte fixe ;
- 5 Veuillez respecter les lois locales sur la protection de l'environnement et les directives d'élimination et prendre soin de l'environnement.

Attention

- la batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter ;
- L'appareil doit être mis hors tension lorsque la batterie est retirée;
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.



Les non-professionnels ne doivent pas se désassembler !

FR

Dépannage

Si un écart a été constaté au cours de l'utilisation ou du fonctionnement, veuillez effectuer une vérification. Si le problème ne peut être résolu ou si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, prière de débrancher l'alimentation et faire le réparer par un technicien qualifié. Ne démontez pas le produit vous-même!

Défauts communs	Causes possibles	Méthode de dépannage basiques
Impossible de démarrer	La batterie est-elle faible	Si oui, veuillez charger immédiatement
Faible intensité de massage	Le niveau de la batterie est-il faible ?	Si oui, veuillez charger immédiatement

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après le dépannage, appelez le numéro de téléphone après-vente : 400-830-9700.

FR

PROTECTION

Stockage

Lorsque la période de stockage dépasse 3 mois, on doit ouvrir l'emballage et effectuer l'examen puis la recharge avant utilisation. Il ne doit pas être placé tout près du sol, du mur ou de la toiture. A l'intérieur du local il doit être bien ventilé, en évitant une exposition aux rayons du soleil fortes et une érosion par gaz corrosive.

Transport

L'emballage du produit est équipé de moyens anti vibration simple adaptés au transport aérien, ferroviaire, routier ou maritime, en évitant les éclaboussures de pluie ou de neige, les inversions ou les collisions.

Contrôle de l'alimentation

Vérifier la source d'alimentation électrique ; Si la tension d'alimentation dépasse la plage spécifiée, il est interdit d'allumer l'appareil pour l'utilisation.

Maintenance

Appliquer les protections contre l'humidité, les rats et la pollution. Le nettoyage doit se faire sous l'état éteint de l'appareil. Le dispositif doit être placé dans un endroit sûr après utilisation. Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil. Lorsqu'une panne survient, la réparation du produit doit être confiée aux techniciens qualifiés, les non-professionnels ne peuvent, sans permission, monter ou démonter le produit.

Élimination et recyclage


Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Quand vous décidez de jeter ce produit, faites-le en vertu des lois de la protection de l'environnement local et du guide d'utilisation.

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales : déposez les équipements électriques hors d'usage à un centre de traitement des déchets approprié. Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et mettez-le à la disposition du service

de collecte des matières recyclables.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de six ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser l'appareil de manière sûre et compris les éventuels dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

FR

Désignation du produit	Neck Massager
Type de produit	iNeck 3Pro
Tension nominale	5V 
Puissance nominale	5W
Capacité de la batterie	2300mAh/1150mAh
Poids du produit	1000g
Taille du produit	L255×W265×H90(mm)

Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

19ème étage, bâtiment Hisense South, 1777, route de Chuangye,
district de Nanshan, Shenzhen

T :400-830-9700 www.breocare.com

CE RoHS FC

